

Produkt: PROTAC® KUGELDECKE™ FLEXIBLE

Artikel-Nr.: PR201

Alle PROTAC® Produkte enthalten Kunststoffkugeln, die durch tiefen Druck den Tastsinn, die sensorische Stimulation und die Tiefensensibilität aktivieren.

Die PROTAC® KUGELDECKE™ FLEXIBLE ist in Taschen mit Kugelkammern mit losen Kugeln eingeteilt. Die Kugelkammern sind herausnehmbar.

Die FLEXIBLE-Serie eignet sich für Personen, die variierende sensorische Eindrücke benötigen, um sich selbst wahrzunehmen und zur Ruhe zu kommen.



Merkmale & Vorteile

- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ mildert Hyperaktivität und Stress und wirkt sich positiv auf die sensorische Integration und die Motorik des Benutzers aus.
- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ FLEXIBLE enthält in Kammern verteiltes Polypropylen-Granulat.
- ✓ Durch die Granulatfüllung schmiegt sie sich eng an den Körper an und sorgt für Schwere und Wärme.
- ✓ Dieses Modell hat ein größeres Volumen und eignet sich daher hervorragend für die Lagerung.
- ✓ Gewicht: ca. 3 KG.

Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ FLEXIBLE mit einem Gewicht von ca. 3 KG wird im Allgemeinen für Personen empfohlen, die zusätzliche Wärme benötigen, insbesondere für ältere Menschen und Personen mit chronischen Schmerzen.
- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ ist ein Hilfs- und Therapiemittel zur sensorischen Integration für Kinder, Erwachsene und Senioren.
- ✓ Die PROTAC® Produkte können in Heimen, Wohnungen, Tagesstätten, Krankenhäusern, Aufenthaltsräumen und Privaträumen eingesetzt werden. In Schulen kann die PROTAC® KUGELDECKE™ z.B. in Klassenzimmern und Gemeinschaftsräumen verwendet werden. In Privathäusern kann die PROTAC® KUGELDECKE™ z.B. im Schlafzimmer und im Wohnzimmer benutzt werden.

Material

Bezugsstoff

Taschen mit Kugelkammern mit losen Kugeln

100% Baumwolle / zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 Nr. 2076-310 DTI, Klasse I

Prüfung der Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.

Entspricht den allgemeinen Anforderungen für Hilfsmittel nach folgenden Standards

Klinische Bewertung	EN 12182:2012
Risikomanagement	DS/EN ISO 14971:2019
Qualitätsmanagementsystem	EN ISO 13485:2016

Produktmerkmale

Größe	ca. 200 x 140 cm
Farben	Weiss
Gewicht	ca. 3 KG
Produziert in	Dänemark / lieferbar ab Lager Hamburg

Pflege- und Waschinweise



Maschinenwaschbar bis zu 60°C. Die Häufigkeit und Notwendigkeit des Waschens hängt von der Anwendung und dem Gebrauch ab.

Die PROTAC® KUGELDECKE™ FLEXIBLE kann in Waschmaschinen mit einem Fassungsvermögen von mindestens 7 KG mit einem desinfizierenden Waschmittel ohne Bleichmittel gewaschen werden. Die Beutel werden vom Bezug getrennt. Bezug und Beutel werden getrennt gewaschen. Zum Waschen der Balltaschen wird ein Waschbeutel mitgeliefert. Bei niedriger Drehzahl schleudern - siehe auch Waschanleitung im Beipack.

Bei der Entfernung von Flecken, für die Fleckenentferner verwendet werden müssen, zuerst an einer unauffälligen Stelle testen, ob der Stoff beschädigt oder die Farbe beeinträchtigt wird. PROTAC® rät von der Verwendung von Fleckenentfernern ab.

Es wird empfohlen, die Bettdecke regelmäßig zum Lüften aufzuhängen.



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

siNpress® GmbH

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

info@siNpress.de | www.siNpress.de