

**Produkt: Reißfester Schlafsack mit Gurten Doppeltuch**

**Artikel-Nr.: F305AA**

Unser reißfester Schlafsack schützt Bewohner vor Kratz-, Schmierverhalten, exponiertem Freiliegen und unruhigem Verhalten im Bett. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich in psychiatrischen Kliniken.

Der Stoff besteht aus bequemem, strapazierfähigem und feuerfestem admiral- oder stahlblauem Doppeltuchgewebe. Der Schlafsack ist vollständig waschbar.

Der reißfeste Schlafsack ist standardmäßig je Seite mit 3 Befestigungsgurten ausgestattet: einer an den Schultern, einer an den Lenden und einer am Fußende.

Der Schlafsack ist feuchtigkeitsabsorbierend. Der reißfeste Schlafsack aus dem admiralblauen Doppeltuch TREVIRA® CS ist permanent flammhemmend.

**Merkmale & Vorteile**


- ✓ Der reißfeste Schlafsack mit Gurten hat einen Rundhals-Ausschnitt und lässt sich an beiden Schultern öffnen und per Magnetverschluss verschließen.
- ✓ Er hat 2 lange seitliche Reißverschlüsse. Diese Reißverschlüsse laufen im geschlossenen Zustand am Fußende zusammen. Die 2 Schiebergriffe werden durch ein SEGUFIX®-Magnetschloß miteinander verriegelt. Die langen seitlichen Reißverschlüsse werden vom Fußende her geöffnet und gehen bis zu den Armöffnungen weiter. Außerdem befindet sich am Fußende auf beiden Seiten ein kleiner Katheterreißverschluss.
- ✓ Die Gurte sind mit Ösen ausgestattet und können daher mit SEGUFIX®-Magnetverschlüssen am Bett- oder Matratzenrahmen befestigt werden. Um alle Ösen mit z.B. SEGUFIX®-Magnetverschlüssen zu schließen, werden 11 Magnetschlösser benötigt.
- ✓ Die feuerhemmende Funktion ist dauerhaft in der Polyesterfaser verankert.
- ✓ Genäht mit starkem Faden, um das Produkt so sicher wie möglich zu machen.
- ✓ Die hydrophilen und antibakteriellen Eigenschaften des Polyestergewebes sorgen dafür, dass der Stoff Schweiß absorbiert und erhöht somit den Komfort für den Benutzer.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).

**Für wen ist dieses Produkt geeignet?**

- ✓ Psychiatrische Einrichtungen, z.B. bei Suchtblendungen und in Suizidpräventionszentren.

**WICHTIGER HINWEIS - BITTE BEACHTEN:**

Der reißfeste Schlafsack muss unter Aufsicht des Pflegepersonals verwendet werden. Dieser Artikel dient als Hilfestellung für das Pflegepersonal. Einrichtungen, die den Schlafsack verwenden, müssen ein Protokoll für Immobilisierungsmittel führen.



<b>Material</b>	100% Polyester TREVIRA® CS-FR	
Stoffgewicht	ca. 360 g/m <sup>2</sup>	
<b>Reißfestigkeit</b> EN ISO 13934-1	Länge	870N
	Breite	690N
<b>Zugfestigkeit / Dehnung</b> EN ISO 13934-1	quer	ø 760N
	längs	ø 730N
<b>Feuertest</b> EN ISO 15025-2016 Abschnitt 5: Zündquelle	kleine offene Flamme und glühende Zigarette	dauerhaft bestanden, da Teil der Faser
Prüfung der Formstabilität	Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.	

<b>Produktmerkmale</b>		
Größen	II, für Betten ca. 200-220 x 90-140 x 12-20 cm (LxBxH)	
Farben	Admiralblau / Stahlblau	
Produziert in	Europa / lieferbar ab Lager Hamburg	

<b>Pflege- und Waschinweise</b>	Maschinenwaschbar bis zu 60°C. Das Material ist kochfest, d.h. Waschen ist möglich bis 90°C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Wir empfehlen, stets die Reißverschlüsse während des Waschens zu schließen und das Produkt wegen der Flusenbildung anderer Wäschestücke separat zu waschen.	
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



**Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:**

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

info@siNpress.de | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)